



# Bruksanvisning för Stirex tänger

**Artikelnr:** P-91B, P-91BS, P-91BM, P-90B, P-90BS, P-90BM, P-1B, P-2B, P-1L, P-2L, P-20B, MT-70

## Säkerhet:

- Använd inte produkten på annat sätt än vad som är avsett.
- Var försiktig då tångfronten kan vara vass.
- Förvara tången på ett säkert sätt och utom räckhåll för barn då den inte är avsedd att användas av eller i närheten av barn.
- Undvik att använda tången till sådant som den inte är avsedd för.
- Undvik att använda tången om ni känner smärta eller obehag i samband med användandet av den.

## Användning:

Stirex tänger har samma användningsområden som vanliga tänger. Stirex tänger är utrustade med ett fjäderband vilket ger en mjuk återfjädring som underlättar både i ett förebyggande syfte och om man är lite svag i handen eller tumbasen. Fronten av rostfritt stål är ingjuten i handtag av miljövänlig plast.

Stirex tänger kan användas som griphjälpmiddel på många olika vis både i hemmet och på arbetsplatsen.

**Skötsel:** Tången kan maskindiskas och kokas. Handdisk är skonsammast.

## Teknisk specifikation:

Art nr:	Benämning:	Frontlängd:	Vikt:
P-91B	Stirex Plocktång	6,5 cm	29 g
P-91BS	Stirex Plocktång	6,5 cm	29 g
P-91BM	Stirex Plocktång	6,5 cm	39 g
P-90B	Stirex Plocktång	7 cm	27 g
P-90BS	Stirex Plocktång	7 cm	27 g
P-90BM	Stirex Plocktång	7 cm	37 g
P-1B	Stirex Tång	4,5 cm	26 g
P-2B	Stirex Tång	4,5 cm	27 g
P-1L	Stirex Tång	4,5 cm	28 g
P-2L	Stirex Tång	4,5 cm	28 g
P-20B	Stirex Tång	4,5 cm	20 g
MT-70	Stirex Plocktång	12 cm	104 g

## Material:

**Handtag:** PP, **Tångfront:** Rostfritt stål

## Symboler:



Våra produkter uppfyller kraven för CE-märkning och följer EU-direktiven 93/42/EEG samt 2007/47/EG för medicintekniska produkter.

## Tillverkare:

Stirex Innovation AB  
Box 109  
191 22 Sollentuna  
Tel: 08-760 02 55  
[www.stirex.se](http://www.stirex.se)  
[info@stirex.se](mailto:info@stirex.se)